

VERMEIREN

Manual de mantenimiento
Muleta de codo



MANUAL DE MANTENIMIENTO

Muleta de codo

1. Cuidados

Utilice una solución jabonosa para limpiar. El líquido limpiador debe en todo caso tener un pH de al menos un valor de 6. No emplee un agente limpiador que contenga disolventes. Siga las instrucciones del líquido limpiador empleado. Utilice un trapo húmedo y agua tibia para limpiar la muleta. Evite empararla. No use cepillos metálicos ni cualquier otro utensilio de limpieza afilado o puntiagudo. En caso de daños en el esmalte, consulte con su distribuidor especializado. Si aplica cuidados periódicos, se asegurará de que el producto se conserve en un estado funcional perfecto.

2. Desinfección

La desinfección solo debe llevarla a cabo personal sanitario cualificado o personas a las que haya formado para ello. Consulte a su distribuidor especializado.

Para la esterilización, emplee únicamente desinfectantes adecuados para el tratamiento de superficies de metal. Siga las instrucciones del líquido limpiador empleado. Emplee únicamente procesos (para la desinfección por frotamiento) y desinfectantes comprobados que estén incluidos en la lista del Robert Koch Institute (encontrará información en: www.rki.de).

3. Reparaciones / Mantenimiento / Inspección

La vida útil de la muleta de codo depende del uso, del almacenamiento, del mantenimiento periódico, de las inspecciones y de la limpieza.

Debe usar únicamente repuestos originales de VERMEIREN. Sólo el personal con la debida formación puede llevar a cabo las reparaciones y puestas a punto. Haga uso de los servicios que ofrece su distribuidor especializado, que estará encantado en proporcionarle más ayuda en lo referente al mantenimiento y las reparaciones.

Antes de volver a usar la muleta de codo, debe realizarse una revisión conforme a los siguientes criterios:

Estado completo

- Ajuste de la altura
- Armazones (deformación, estabilidad, conexiones)
- **Esmalte dañado (eliminación de posible óxido y nueva capa de pintura) y controlar la corrosión o daño en el resorte**

Cada 8 semanas:

- Gire el extremo (tapa de goma) un cuarto de vuelta. De este modo se reduce el desgaste por el uso normal en un solo lugar. Compruebe el estado del extremo y, en caso necesario, sustituya la tapa.

Cada 6 meses o para cada nuevo usuario, debería realizarse una revisión conforme a los siguientes criterios:

- Revisión general
- Limpieza
- Desinfección (antes de la reutilización)

4. Envío y almacenamiento

El envío y almacenamiento de la muleta de codo deberá realizarse conforme a las instrucciones siguientes:

- Almacenamiento en un lugar seco (entre +5°C y +41°C).
- La humedad relativa del aire debe situarse entre 30% y 70%.
- Cubra o empaquete el producto lo suficiente como para protegerlo de la oxidación y de cuerpos extraños (p. ej. agua salada, brisa marina, arena, polvo, etc.).
- El producto se debe almacenar sin estar sujeto a cargas (no coloque piezas pesadas sobre el producto, no lo encaje entre otros objetos, etc.).

5. Garantía

Extracto de las "Condiciones Comerciales Generales".

(...)

5. El período para reclamaciones en garantía es de 24 meses.

(...)

La garantía no incluye los daños provocados por cambios estructurales en nuestros productos, un mantenimiento insuficiente, una manipulación o almacenamiento defectuosos o inadecuados, o el uso de piezas no originales.

Asimismo, la garantía no incluye las partes o piezas funcionales sometidas al desgaste y la abrasión naturales.

6. Eliminación

Para desechar la muleta de codo, póngase en contacto con la planta de desechos de su región o devuelva el producto a su distribuidor especializado, quien, una vez realizado el proceso higiénico, devolverá la muleta al fabricante, que la desechará o reciclará de forma correcta separando sus componentes.

Los embalajes pueden llevarse a las plantas de desecho o reciclaje o a su distribuidor especializado.