



Lilly

Silla de ducha con respaldo.

anchura: 510 mm
 profundidad: 510 mm
 altura: 770 - 870 mm
 altura de asiento: 360 - 460 mm
 anchura de asiento: 510 mm
 peso: 2 kg
 peso de usuario: 150 kg



Paris

Asiento giratorio.

anchura: 721 mm
 ancho interior bañera: 560 - 660 mm
 profundidad: 515 mm
 altura: 560 mm
 altura de respaldo: 325 mm
 anchura de asiento: 410 mm
 peso: 1,95 kg
 peso de usuario: 130 kg

Katy

Banco de bañera para transferencia (con cubeta).

anchura: 800 mm
 profundidad: 560 mm
 altura: 800 - 930 mm
 altura de asiento: 410 - 540 mm
 anchura de asiento: 660 mm
 peso: 5,2 kg
 peso de usuario: 150 kg



Kate

Banco de bañera para transferencia.

anchura: 830 mm
 profundidad: 610 mm
 altura: 800 - 910 mm
 altura de asiento: 450 - 580 mm
 anchura de asiento: 690 mm
 peso: 4,5 kg
 peso de usuario: 150 kg



Melbourne

Silla de baño con asiento en U.

anchura: 480 mm
 profundidad: 560 mm
 altura: 720 - 820 mm
 altura de asiento: 340 - 440 mm
 altura de respaldo: 370 mm
 anchura de asiento: 410 mm
 peso: 2,8 kg
 peso de usuario: 150 kg

