



Laly

Silla de ducha funcional, plegable con patas regulables en altura y de fácil mantenimiento.

anchura: 510 mm
 profundidad: 570 mm
 altura: 910 - 1000 mm
 altura de asiento: 420 - 530 mm
 anchura de asiento: 420 mm
 peso: 3,8 kg
 peso de usuario: 130 kg



Lory

Tanto Lola como Lory son dos taburetes prácticos con patas regulables en altura con solo pulsar un botón y con conteras de caucho antideslizantes. Fácil almacenamiento.

anchura: 450 mm
 profundidad: 450 mm
 altura de asiento: 360 - 520 mm
 anchura de asiento: 450 mm
 peso: 2,10 kg
 peso de usuario: 120 kg



Twist

Disco universal giratorio, ideal para todo tipo de asientos como el del coche u oficina.

diámetro: 400 mm
 grosor: 50 mm peso: 1,5 kg
 peso de usuario: 120 kg



Lola

anchura: 450 mm
 profundidad: 450 mm
 altura: 620 - 760 mm
 altura de asiento: 360 - 520 mm
 anchura de asiento: 450 mm
 profundidad de asiento: 340 mm
 peso: 2,85 kg
 peso de usuario: 120 kg

Magda



Asiento giratorio (360°) para facilitar las transferencias. Con un sistema de montaje universal y una superficie antideslizante para una mayor seguridad y estabilidad.



anchura: 520 mm
 profundidad: 730 mm
 altura: 520 mm
 ancho interior bañera: 560 - 660 mm
 peso: 5,9 kg

anchura de asiento: 480 mm
 profundidad de asiento: 380 mm
 altura del respaldo: 340 mm
 peso de usuario: 120 kg



Vera

Tabla de transferencia con disco giratorio 360°.

anchura: 354 mm
 profundidad: 728 mm
 altura: 70 mm
 diámetro disco giratorio: 321 mm
 peso: 3,75 kg
 peso de usuario: 130 kg

