

Quadri-Light

ROLLATOR



larghezza totale	650 mm
profondità sedile	200 mm
larghezza sedile	450 mm
altezza sedile	610 mm
altezza totale	805 - 930 mm
lunghezza totale	700 mm
peso totale	7,25 kg
portata massima	130 kg
ruote (anteriore / posteriore) (8")	200 x 40 mm
(7")	178 x 40 mm
colori	metallico rosso - argento metallico

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate.

Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Vermeiren Italia S.R.L. - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia

Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



Mobilità illimitata