

VENUS 4 Sport

RUEDAS NEUMÁTICAS

desmontable
en 4 partes

Manillar DELTA
e iluminación LED

Apoyabrazos ajustables,
plegables y extraíbles

Asiento ajustable,
giratorio y con
respaldo plegable

Columna dirección
abatible

Batería extraíble
con cerradura

Parachoques

















Neumáticos de aire
para una conducción
más agradable



Modelo sólo para fines ilustrativos. Algunas cosas pueden ser opcionales.

Nuevos horizontes

Información técnica Venus 4 Sport AIR

								
6	18	6°/10%	50	2640		rojo		
								
550	900	1060	220 x 80 AIR/4	140	56,3	115	2 x 12V / 20 Ah	270 W

Dimensiones en mm, peso en kg. Son posibles desviaciones en las dimensiones y el peso (15 mm y 1,5 kg). De acuerdo con las normas de la UE. Calculado bajo condiciones ideales. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox. 15%)

Comodidad

El Venus 4 Sport es un scooter con cuatro ruedas de uso interior y exterior. **Manillar Delta Y LOS NEUMÁTICOS DE AIRE** proporcionan placer de conducción adicional.

Al igual que El Venus 4 Sport este modelo también se puede regular. Desmontable en 4 partes sin usar herramientas adicionales.

Tu garantía en calidad.

Nuestros productos reúnen los máximos términos de calidad. Seguimos las normas impuestas por reconocidos institutos de prueba en la mayoría países europeos.



VERMEIREN Ibérica SLU

VERMEIREN Ibérica SLU
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel. +34 972 428 433
Fax +34 972 42 92 39

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es



VERMEIREN
Nuevos horizontes

Para obtener más información,
póngase en contacto con el distribuidor en su área.

