

Eclips XXL

Faltbarer Rollstuhl mit Doppelkreuz aus Aluminium



Der Eclips XXL wird standardmäßig mit abnehmbarem, festem Sitz und Rücken gefertigt. Die doppelte Kreuzstrebe, in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, ermöglicht eine maximale Belastbarkeit von 250 kg.

Einfacher Transfer dank des klappbaren, einteiligen Aluminium-Fußbretts.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale



Anatomischer Sitz
und Rücken



Verstärkte
Seitenteile



Einteiliges,
klappbares
Aluminium-Fußbrett



Variables
Fersenband

Optionen



B83
Sauerstoffflaschenhalter



B20/B58
Sicherheitsgurt



B42
Einkaufsnetz



B74 Trommelbremse
für Begleitperson



B78 Kippschutz



B77 Ankipphilfe

Farben

C27 Blau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	850 - 900 - 950 - 1000 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Gesamtlänge	1140 mm
■ gefaltet	375 mm
■ Sitzbreite	600 - 650 - 700 - 750 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm

■ Sitzhöhe	530 mm
■ Höhe Rücken	620 mm
■ Sitztiefe	530 - 540 - 550 - 560 mm
■ Gewicht	38,5 - 40,5 kg
■ Maximales Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.