

Pluo

Silla de ducha

Pluo es una silla de ducha cómoda, higiénica y moderna. El asiento y el respaldo están hechos de plástico suave y cómodo que es fácil de limpiar. La altura específica del asiento permite conducir la silla sobre la mayoría de los inodoros estándar. Con sus colores azul y blanco, Pluo también tiene un aspecto contemporáneo y refrescante.



Pluo, modelo con ruedas de 24"



Pluo, modelo con ruedas de 5"



VERMEIREN
we care for you

Opciones



Controles laterales



Inodoro



Cinturón de seguridad




Reposacabezas ajustable



Soporte de seguridad



Gel pads extraíbles



Altura del asiento ajustable
(515 - 605 mm)
Disponible bajo demanda



Frenos separados en cada una
de las cuatro ruedas, solo para
el modelo con ruedas de 5"



Respaldo en PU



Asiento en PU

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Pluo** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Información técnica

Ancho total	570 mm / 668 mm
Altura total	1035 mm
Largo total	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
Ancho plegado	X
Ancho de asiento	480 mm
Altura reposabrazos	225 mm

Altura de asiento	515 mm
Altura de respaldo	920 mm
Profundidad de asiento	450 mm
Peso	9,7 kg / 14 kg
Peso máximo usuario	150 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.