

# Bobby EVO

Carrozzina da trasferimento  
leggera e pieghevole

- Schienale pieghevole
- Tasca porta documenti sul retro dello schienale

- Maniglie di spinta ergonomiche
- Dispositivo frenante per utilizzatore ed accompagnatore

Cintura di sicurezza

Bracciolo imbottito  
ribaltabile

Pieghevole facilmente  
e velocemente, tirando  
le maniglie sul sedile

Prolunga  
leva freno

Cinturini ferma  
tallone regolabili

Pedane estraibili  
e girevoli



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata

## Dati tecnici Bobby EVO

 larghezza totale	 larghezza piegata	 larghezza sedile	 altezza bracciolo	 altezza sedile	 altezza schienale	 altezza poggiatesta	 profondità sedile	 lunghezza totale	 altezza totale	 raggio di sterzata	 peso	 portata massima
--	---	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	---

490	260	420	200	490	440	390-420	420	1010	900	1500	9,60	115
550	260	480	200	490	440	390-420	420	1010	900	1500	10	115

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg)

## Compatto e leggero

**Bobby EVO** è la carrozzina da trasferimento ideale, compatta, leggera e facilmente pieghevole.

- Braccioli ribaltabili
- Freni manuali
- Freno per accompagnatore
- Braccioli imbottiti
- Piatto pedana regolabile
- Cinturini ferma piedi regolabili

In vacanza, in aeroporto o in ospedale, un trasferimento dal punto A al punto B è facile con **Bobby EVO**.



## Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata