


DESCARGA DE PRESIÓN EN EL ÁREA DE ALTO RIESGO



Para descarga completa en el área rectal

Área de no contacto ajustable

Posicionamiento estable

El Vicair Centre Relief O2 es la mejor opción si usted necesita descargar completamente el área recto-perineal y del coxis. Simplemente quitando SmartCells del compartimiento del círculo central, crea un área sin contacto. Esta característica importante hace una gran diferencia para las personas con (por ejemplo) úlceras por presión profundas, problemas en el recto o en el coxis. O después de cirugía perineal. 100% lavable a máquina y transpirable, para una óptima higiene y una perfecta regulación de humedad y temperatura.

El Vicair Centre Relief O2 le ayuda a sentarse cómodamente y seguro, incluso en las situaciones más dolorosas.

RENDIMIENTO DEL

Protección de la piel/ Antidecubitus ▲▲▲▲△

Redistribución de la presión ▲▲▲▲▲

Reducción del cizallamiento ▲▲▲▲△

Control del micro-clima ▲▲▲▲▲

Amortiguación de impactos y vibraciones ▲▲▲▲▲

Posicionamiento ▲▲▲▲△

Estabilidad lateral ▲▲▲△△

Estabilidad frontal ▲▲▲△△

Prevención del deslizamiento ▲▲▲▲△

Permite ajustes manuales ▲▲▲▲▲

Permite transferencias fáciles ▲▲▲▲△

Mantenimiento y Seguridad ▲▲▲▲△

Durabilidad ▲▲▲▲▲

Confiabilidad ▲▲▲▲▲

Funcionalidad cuando se usa mal ▲▲▲△△

Bajo nivel de mantenimiento ▲▲▲▲▲

Alto nivel de higiene ▲▲▲▲▲

Funcionalidad y Aplicación ▲▲▲▲△

Comodidad ▲▲▲▲▲

Cojín super ligero ▲▲▲▲▲

Rango de tallas disponible ▲▲▲△△

Peso máximo de usuario ▲▲▲▲▲

Asiento bajo a la altura del suelo

Ajustes automáticos ▲▲▲▲△

USADO CON

Problemas del recto, problemas del coxis, úlceras por presión profundas, después de cirugía perineal o un parto difícil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura 10 cm

Peso medio 750 gramos

Peso máx. usuario 250 kg

Lavable a máquina a 60°C máx.

TAMAÑOS DE COJÍN

- Estándar
- Bajo pedido

Inch	Ancho										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35										
15	38										
16	40										
17	43										
18	45										
19	48										
20	50										
21	53										
22	55										
23	58										
24	60										