

Four-Light

ROLLATOR



Larghezza totale	660 mm
Lunghezza totale	750 mm
Larghezza sedile	450 mm
Altezza sedile	550 mm
Freni	freni multi-funzione
Max. inclinazione	(in avanti) 15° (posteriore e laterale) 10°
Peso	8 kg
Peso con cestino	8,45 kg
Portata massima	130 kg
Portata massima cestino	5 kg
Ruote	anteriore: Ø 200 mm x 35 mm posteriore: Ø 175 mm x 35 mm
Colori	bianco - arancio - grigio carbonio

Per le dimensioni in cm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg)
Modifiche tecniche riservate.



Vermeiren Italia S.R.L. - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia

Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - info@vermeiren.it - website: www.vermeiren.it