



101

Carrozzina standard

Potremmo darti 101 motivi per cui questa carrozzina manuale **VERMEIREN** è la scelta migliore per utilizzo permanente o temporaneo. 101 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio con molte funzionalità aggiuntive. Progettata con braccioli ribaltabili ed ergonomici, ruote a estrazione rapida... offre il massimo comfort e maneggevolezza sia per l'utilizzatore che per l'accompagnatore



VERMEIREN
we care for you



Ruote ad estrazione rapida



Braccioli ribaltabili



Pedane estraibili



Maniglie di spinta ergonomiche

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580/610/630/650/670/690 mm
■ Lunghezza totale	1090 mm
■ Altezza totale	920 mm
■ Larghezza piegata	280 mm
■ Larghezza sedile	390/420/440/460/480/500 mm
■ Altezza bracciolo	220 mm

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il mod. **101** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Colori

C86
grigio
carbone

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Peso	± 16 kg
■ Peso massimo dell'utente	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.