

# V300D 30°

## V300D 30° Confort

- L55 Reposacabezas
- BZ8 Reposapiés elevables
- L34 Respaldo anatómico Confort
- L35 Asiento anatómico Confort



Reclinación 30°

Almohadillas de reposabrazos regulables en altura y profundidad

Altura de asiento regulable en 4 posiciones

Reposapiés abatible y extraíble

Soporte trasero multi-regulable



# Información técnica V300D 30°

ancho total	ancho de asiento	anchura de plegado	inclinación de respaldo	altura de reposabrazos	altura de asiento	altura total	longitud total	profundidad de asiento	altura de respaldo	peso máx. de usuario
590	390	310	5° - 35°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1040	440 - 520	420	130
620	420									
640	440									
660	460									
680	480									
700	500									

peso total kg	max. pendiente ascendente	max. pendiente descendente	distancia al suelo	radio de gito	ruedas delanteras	ruedas traseras
17,7	2°	10°	60	1500	200	22" - 24"

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

## V300D 30°

La silla V300D 30° tiene más ajustes de serie para un uso más exigente.

- Respaldo reclinable 30°.
- Empuñaduras regulables en altura.
- Profundidad de asiento regulable.
- Respaldo y asiento regulables en tensión.
- Reposabrazos y reposapiés extraíbles y abatibles.
- Paletas regulables en ángulo.
- Profundidad de asiento regulable desplazando la cruceta.
- Altura de asiento regulable en 4 posiciones.
- Ruedas traseras extraíbles.
- Almohadillas de reposabrazos regulables en altura y profundidad.
- Bolsa de red.



## La silla de ruedas debe adaptarse al usuario, y no a la inversa.

Tras 60 años de experiencia, Vermeiren juega un papel esencial en el desarrollo de sillas de ruedas modernas y personalizables. Nuestro principio básico es: Su silla de ruedas debe adaptarse a usted y no al revés; es por este motivo que hemos adoptado un diseño modular. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de accesorios intercambiables.

## Garantía de calidad

La silla V300D 30° cumple con las más altas normativas por la mayoría de institutos de las Comunidad Europea (TUV, CERAH).

## Vermeiren Ibérica, S.L.

Carretera de Cartellà, km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A  
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33  
Fax: +34 972 40 50 54

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es) - [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



**VERMEIREN**  
Nuevos horizontes

Para más información, contactar con su distribuidor habitual

