

# Eris



















Modelo mostrado con fines ilustrativos, algunas características pueden ser opcionales.



## Nuevos Horizontes



# Información técnica **ERIS**

								
6 10	35-45 30-37	6°	50	2900				
								
570	1150	1185	3.00-4 air (4)	145	75	140	2 x 12V / 38Ah 2 x 12V / 50Ah	320W 320W

Autonomía calculada bajo las mejores condiciones de acuerdo con los Estándares Europeos. Velocidad y radio de giro puede variar (+/-15%). Medidas en mm, kg, los pesos y medidas pueden variar (1,5kg y 15mm)



Control Manual



Intermitentes, luces, espejo y freno de mano



Bolsillo posterior

## Vuestra garantía de calidad.

Nuestros productos cumplen con las más altas normas de calidad certificadas por los institutos de pruebas de la mayoría de países Europeos. Este es el resultado de la continua investigación y más de 60 años de experiencia.



Luces traseras - LED

## VERMEIREN Ibérica SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel. +34 972 42 84 33  
Fax +34 972 42 92 39

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es) - [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



# VERMEIREN

## Nuevos Horizontes

Para más información contacte con su distribuidor

