



JAZZ S50

KIDS

Compacta y robusta

Jazz S50 Kids es la compañera perfecta para uso ambulatorio. Compacta y robusta, es la silla perfecta para alquilar. Su llamativo color verde aumenta su visibilidad y su atractivo.





Color



C91: verde manzana



Productos diseñados para adaptarse a ti

Nuestro principio básico: Es la silla de ruedas la que debe adaptarse a ti, y no al revés. Esta es la razón de que nuestras sillas sean evolutivas y la respuesta a tus necesidades específicas.


Todos los modelos de sillas pueden ser adaptados, cuentan con numerosas opciones y pueden ser completamente personalizados, creando una silla de ruedas para cada usuario. Este es el resultado de nuestra experiencia e investigación continua desde 1957.

Calidad garantizada

Con respecto a la calidad, Jazz S50 Kids cumple las normas más estrictas establecidas por los institutos de certificación de toda Europa.

Información técnica

■ Anchura total	518 – 558 mm
■ Altura total (plegada)	915 mm
■ Longitud total	914 mm
■ Anchura de asiento	320 – 360 mm
■ Altura de reposabrazos	211 mm
■ Altura de asiento	457 mm

■ Altura de respaldo	360 mm
■ Profundidad de asiento	325 mm
■ Peso	15,2 kg
■ Peso máximo usuario	60 kg
■ Información adicional	 CE

Medidas en mm y kg. Las medidas y peso (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir. Imágenes solo con fines de ilustración. Sujeto a modificaciones técnicas. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información, contacte a su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you