

# V300 D

Sillas de ruedas manuales

 C59  
champán

Fabricada en aluminio, la silla V300D tiene más ajustes de serie para un uso más exigente.



1



- 1 Modelo V300 Confort
- 2 Reposabrazos extraíbles y abatibles
- 3 Reposapiés abatibles y extraíbles
- 4 Ruedas traseras extraíbles
- 5 Empuñaduras regulables en altura
- 6 Paletas regulables en ángulo
- 7 Eje trasero multiposición



8

Respaldo ajustable en tensión



9

Asiento ajustable en tensión



10

Profundidad de asiento regulable



11

Altura de asiento regulable

Gama de accesorios y opciones.

 Crash Tested



590  
620  
640  
660  
680  
700

310

390  
420  
440  
460  
480  
500

220-240

440-530

420

330-500

440-520

1040

17,7

130

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— V300 D —

