

Eco-Light II

Rollator

El **Eco-Light II** es un rollator plegable de 4 ruedas. Está equipado con una cesta extraíble, asiento acolchado y soporte para muletas. Una barra plegable proporciona soporte adicional cuando está sentado. Completo con frenos de estacionamiento y puños ajustables en altura. Plegable y listo para transportar en segundos.

ancho	615 mm
profundidad del asiento	305 mm
ancho asiento	355 mm
altura del asiento	560 mm
altura total	800 - 930 mm
largo	695 mm
peso total	7,5 kg
carga máxima	120 kg
ruedas (delanteras / traseras)	8 x 1 ^{1/4} (ø 200 mm)
colores	gris

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15 mm / 1,5kg).
Abriendo nuevos horizontes en movilidad.



VERMEIREN Iberica, S.L. - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 40 50 54
www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.



Nuevos Horizontes