

Ontario I & II

Sillones elevadores



- 1 Ontario II: Con el Ontario de 2 motores, podrá controlar el respaldo y los reposapiernas independientemente
- 2 Ontario I: Con el Ontario de 1 motor, el respaldo se desplaza hacia atrás al mismo tiempo que se extiende el soporte para las piernas



Ontario II



Ontario I - tela marrón



Ontario I - tela beige



Fundas para reposabrazos (opcional)



Ontario I	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,64	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,34	150

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— ONTARIO I & II —