



**“SILLAS DE RUEDAS QUE  
TE SIENTAN BIEN”**

**“¡Rueda hacia tus sueños!”**

**- VERMEIREN**

# SILLAS DE RUEDAS 100% PERSONALIZABLES

## ¿POR QUÉ TNS?

En TNS, nos enorgullecemos de ser la primera opción para aquellos que buscan productos de alta calidad, fiables y especializados en el mercado de las sillas de ruedas personalizables. Nuestro compromiso con la excelencia es inigualable y nos esforzamos por marcar una diferencia positiva con cada producto que fabricamos. Cuando eliges TNS, no solo estás seleccionando un producto personalizable hecho a mano: estás eligiendo un socio de confianza que realmente comprende tus necesidades y demandas únicas.

Cada silla de ruedas TNS se fabrica bajo pedido, a mano, en Países Bajos, bajo la supervisión de especialistas completamente capacitados para garantizar que se realicen todas las evaluaciones antes de producir la silla de ruedas que se ajuste a tus necesidades y deseos.




## LA BELLEZA DE LA PERSONALIZACIÓN

Experimenta lo último en personalización con nuestro servicio de ajuste de sillas de ruedas. Tu silla no solo se adaptará perfectamente a ti, sino que también puedes elegir entre una amplia gama de colores y detalles personalizables para hacer que tu silla sea única. Nuestro objetivo es crear una silla que realmente represente tu estilo y personalidad, haciendo que cada momento de tu día sea lo más cómodo y elegante posible.



Peso ligero



100%  
Personalizable



Hecho a  
mano



## HECHO A MANO EN LOS **PAÍSES BAJOS**

“TNS es una empresa especializada en fabricar sillas de ruedas increíbles y escucha los deseos de sus clientes desde el principio. Nada es imposible! no sentirás que eres solo un ‘número’, sino que te escuchan para buscar las mejores opciones para ti y tu nueva silla de ruedas. Yo necesitaba una silla de ruedas que fuera pequeña y fácil de manejar pero también fuerte porque viajo mucho por mi deporte (tenis de mesa). Hasta el día de hoy sigo agradecida de que me estén apoyando en mi camino a los Juegos Paralímpicos de París 2024”.

**-Kelly**





# DESCUBRE LA COLECCIÓN



Posibilidades ilimitadas

Activator  
P7

Activator 2.5  
P8

Activator F.C.  
P9

Proval  
P10

RSX  
P11

# Activator

Chasis abierto



**Fabricada en aluminio**

**Tubos de 30 mm**

**5 kg**

peso de transporte

Las sillas de ruedas activas de chasis abierto suelen ser más livianas en comparación con las sillas de ruedas de chasis cerrado, lo que las hace más fáciles de maniobrar y transportar. La Activator permite un centro de gravedad más bajo, lo que proporciona una mayor estabilidad y control al circular por terrenos accidentados o irregulares.



# Activator 2.5

La más rígida



Las sillas de ruedas con estructura cerrada tienen un armazón rígido soldado que forma una estructura similar a una caja alrededor de su cuerpo. El diseño de Activator 2.5 proporciona una transferencia directa de energía desde la parte superior del cuerpo del usuario a las ruedas, lo que puede resultar en un mejor rendimiento y eficiencia. Esto puede ser particularmente importante

para los usuarios que dependen en gran medida de la fuerza de la parte superior del cuerpo para impulsarse. El armazón rígido soldado de una silla de ruedas con estructura cerrada es extremadamente duradero, lo que la convierte en una buena opción para los usuarios que requieren un alto nivel de estabilidad y apoyo.



**Fabricada en aluminio**

**Tubo de 25 mm**

**4,5 kg**

peso de transporte





# Activator F.C.

La más plegable

Fabricación en  
aluminio

Tubo de 30 mm

5,5 kg  
peso de transporte



La posibilidad de plegar la silla de ruedas permite una mayor comodidad y flexibilidad en términos de almacenamiento y transporte. Activator F.C. es la solución perfecta si necesitas un alto grado de portabilidad, pero aún quieres los beneficios de una silla de ruedas activa.

# Proval

La más ligera



Fabricación  
en aluminio

Tubo ovalado de 15 x 30 mm

4 kg

peso transporte



El diseño de Proval combina todos los beneficios de una estructura cerrada, con una forma de tubo de marco ovalado único que la convierte en la silla de ruedas más liviana de nuestra gama. Esta característica única trae también a Proval un diseño minimalista y discreto donde su estilo de vida es lo primero.



# RSX

La más deportiva

**Fabricación en  
aluminio**

**Tubo de 25 mm**

**6,5 kg**

peso transporte



Nuestro diseño de silla de ruedas activa RSX (Rear Suspension Experience) es el epítome de la deportividad. Con su estructura de apertura frontal, puede disfrutar de libertad adicional sin que los tubos de chasis frontales limiten su movimiento y faciliten sus transferencias. Además, la RSX ofrece una experiencia de suspensión trasera que mejora el rendimiento y garantiza una conducción más cómoda.



# TABLA DE COMPARACIÓN

## Estructura

**Peso de transporte**  
(sin ruedas ni cojín)

**Respaldo plegable**

**Material de fabricación**

**Crash tested**

### ACTIVATOR

Chasis abierto



Tubo de 30 mm

Chasis abierto

5 kg



Aluminio



### ACTIVATOR 2.5

La más rígida



Tubo de 25 mm

Estructura cerrada


4,5 kg



Aluminio



ACTIVATOR F.C.	PROVAL	RSX
La más plegable	La más ligera	La más deportiva
		
Tubo de 30 mm	Tubo de 15 x 30 m	Tubo de 25 mm
Chasis plegable	Estructura cerrada	Suspensión
5,5 kg	4 kg	6,5 kg
✓	✓	✓
Aluminio	Aluminio	Aluminio
		





## CRITERIOS PARA ELEGIR UNA SILLA DE RUEDAS ACTIVA



### Actividad

Lo primero a considerar es tu nivel de actividad. Una silla de ruedas activa suele estar diseñada para personas que llevan un estilo de vida activo y requieren un alto grado de movilidad.



### Necesidades de movilidad

También se deben tener en cuenta tus necesidades específicas de movilidad. Por ejemplo, si necesitas moverse por un terreno irregular o subir escaleras, es posible que necesites una silla de ruedas con ruedas más grandes o accesorios de apoyo adicionales.



### Medidas corporales

La silla de ruedas debe tener el tamaño adecuado para tu cuerpo, incluida la altura, el peso y la forma del cuerpo. Esto garantiza la máxima comodidad y soporte durante el uso de la silla.



### Estilo de vida y preferencias

También se deben considerar tu estilo de vida y preferencias personales. Esto incluye factores como el color preferido, el diseño y las características, así como cualquier accesorio específico u opción personalizada que pueda ser necesaria.



# SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS



Nuestro equipo ha estado fabricando y personalizando sillas de ruedas durante varias décadas y estamos dedicados a satisfacer tus necesidades específicas para deportes y otras actividades. Al escuchar primero tus requisitos, podemos crear una silla de ruedas que mejore tu desempeño en danza, tenis, baloncesto y más. Con una silla de ruedas TNS, puedes concentrarte en tu actividad sin preocupaciones, ya que nuestro producto se convierte en un activo valioso para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial.



Ponte en contacto con tu representante de ventas de **VERMEIREN** para descubrir todas las posibilidades.



**¡CONSTRUIMOS SILLAS DEPORTIVAS  
100% PERSONALIZABLES PARA EL  
MEJOR RENDIMIENTO DEPORTIVO  
QUE PUEDES CONSEGUIR!**





distribuido por  
**VERMEIREN**



**VERMEIREN IBÉRICA**

Crta. de Cartellà, Km. 0,5  
St. Gregori Parc Ind. Edific A  
17190 Sant Gregori (Girona)  
[info@vermeiren.com](mailto:info@vermeiren.com)