



Lyna II (modelo plegable 2 en 1, fijo y articulado)

anchura: 580 mm
profundidad: 480 mm
anchura plegado: 110 mm
altura: 810 - 990 mm
peso: 2,8 kg
peso de usuario: 113 kg



Cree un modelo articulado desde un modelo fijo en 2 segundos con un simple clip.

Lindsey (modelo fijo plegable)

Modelo "sentado/de pie"
anchura: 630 mm
profundidad: 540 mm
anchura plegado: 120 mm
altura: 790 - 970 mm
peso: 2,75 kg
peso de usuario: 113 kg

Ruedas (opción)



Maureen



Amy



April

