

Eagle

Grúa de traslado

C29
gris



- 1 Modelo Eagle 620: peso máximo usuario 150 kg
- 2 Modelo Eagle 625: peso máximo usuario 175 kg
- 3 Disponibles 3 tipos de eslingas: Sanitario, Confort y Estándar. Consulte nuestra tarifa para ver tipos y tallas.
- 4 Motores Linak
- 5 Bajada de emergencia manual



Botón de emergencia



Mando manual



Ruedas de 100 mm



Modelo plegable: fácil almacenamiento



Eagle 620	1740	1115	550	1035	728-1740	480	37	150
Eagle 625	1840	1290	680	1225	766-1840	480	42	175

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— EAGLE 620/625 —