

D200 30°

inclinable et rabattable



Le D200 30° est un fauteuil léger en aluminium avec dossier inclinable à 30° (réglage par crémaillère) et rabattable sur l'avant. Ce dossier est également muni de sangles réglables en tension et d'un coussin confortable. Il offre de nombreuses possibilités d'ajustements. Qu'il soit utilisé dans le cadre d'une location ou d'un achat, le D200 30° dispose d'un choix d'options extrêmement important pour adapter le fauteuil à son utilisateur.



VERMEIREN
we care for you

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



Monte-trottoir inclus



Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur



Réglable en hauteur sur 3 positions



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 mm
■ Hauteur totale	880 - 940 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **D200 30°** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Couleurs



Option B78 - Roulettes anti-bascule



Option BZ8 - Auto-correctant en longueur, avec palette articulée



■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur siège	430 mm
■ Poids	19 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

