

# Sedna PREMIUM

immer mobil



Der SEDNA PREMIUM ist perfekt zum Mitnehmen, da er in wenigen Sekunden zusammengeklappt werden kann. Er ist mit einer herausnehmbaren Lithiumbatterie mit Diebstahlsicherung und eine Luftbereifung ausgestattet. Zudem hat er einen drehbaren Sitz mit klappbaren Armlehnen.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Transport

Der **Sedna Premium** ist der ideale Reise-Scooter. Bequem für kurze Distanzen, innerhalb kürzester Zeit zusammenklappbar und superleicht mitzunehmen. Der Scooter ist sehr manövrierfähig und eignet sich somit auch für den Einsatz in kleinen Räumen.

## Farben



Optional: Einkaufsnetz unter dem Sitz



## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	530 mm
■ Gesamthöhe	870 mm
■ Gesamtlänge	960 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Wendekreis	820 mm
■ Batterie	24V - 10,5 Ah

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **Sedna Premium** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Reichweite	14 km*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h*
■ Gewicht	31,6 kg
■ Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.  
\* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen. Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%)

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.