

Forest Narrow kids

Colori



Ottimale sulle superfici sconnesse

Forest kids è una carrozzina elettronica per bambini, può essere utilizzata sia per l'interno che per l'esterno ideale nel superamento degli ostacoli. Le 4 ruote sono sempre in contatto con il terreno ed a superfici sconnesse sino a 120 mm.



Regolazione elettrica del sedile e dello schienale.

Maniglie di spinta regolabili in altezza

Braccioli regolabili in altezza

Joystick programmabile SHARK 2

Pedane regolabili in profondità

Impianto di illuminazione di serie



Pedane regolabili in larghezza



Asse centrale di stabilità



Ottimale sulle superfici sconnesse

RIF. CODICE ISO

12.21.27.009
12.24.03.163

AGGIUNTIVI/ACCESSORI

12.24.06.163
12.24.03.115

NR. REPERTORIO

159251



2x12V-70Ah 2x200W 6 km/h 30 km 10°/17% 70 1400

Ampia scelta di opzioni e accessori.

Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.45) e verificate la compatibilità con la tabella a pag. 100.



580 370 170-230 480-520 340-400 400 830-1070 85 130

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).