

Navix FWD

 **Visita nuestro canal YouTube.**

Sillas de ruedas electrónicas



C30
gris



C71
azul



C72
burdeos



C73
verde



- 1** B58 Cinturón de seguridad
- 2** Reposabrazos regulables en altura y anchura
- 3** Ajuste del respaldo
- 4** Distancia al suelo de 60 mm
- 5** Ruedas delanteras grandes, con cubiertas de tacos, para un mayor agarre en superficies exteriores
- 6** B78 Ruedas antivuelco



Basculación y reclinación eléctrica (opcional)



Mejor maniobrabilidad gracias a sus grandes ruedas delanteras motrices



Elevación de 300 mm (opcional)



Fácil de montar



2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32 km 9° 50 1250

Gama de accesorios y opciones.



580 400 260-350 400-450-500 380-500 580 330-400 1058 78,8 130
580 450
630 500

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— NAVIX FWD —

