

# BB10

## Kit élargisseur de 10 cm

**Le kit BB10 est un kit élargisseur pour lit Illico. Il permet de transformer le sommier du lit de 90 cm à 100 cm de large.**

Intelligemment conçu, le kit BB10 ajoute 5 cm supplémentaires de chaque côté du sommier sans modifier la largeur totale des panneaux de lit. Le lit reste compact en apportant d'avantage de confort à l'utilisateur !



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité



1

**Châssis du lit Illico sans le kit BB10 = 90 cm de large**



2

**Châssis du lit Illico avec le kit BB10 assemblé**



3

**10 cm plus large permettant l'utilisation d'un matelas de 100 x 200 cm**

## Qualité.


En ce qui concerne la qualité, le BB10 est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés dans la plupart des pays européens.

## Des produits conçus pour vous convenir.

**VERMEIREN** s'efforce toujours de proposer la meilleure solution disponible pour répondre aux besoins des utilisateurs. Tout comme la technologie évolue, nous faisons de même, ainsi nous pouvons vous offrir les produits les plus évolués. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Vidéo de présentation

Scannez le QR phone sur votre appareil mobile et découvrez le fonctionnement du BB10 (kit extension).



## Caractéristiques techniques BB10

■ Lxlxh section tête de lit	925 x 100 x 78 mm
■ Lxlxh section pied de lit	1060 x 100 x 78 mm
■ Augmentation largeur du sommier	2 x 50 mm
■ Compatibilité	Illico - barrières métal
■ Matériaux	Acier peint
■ Couleur	Gris - C29

■ Outils nécessaires	Clé Allen
■ Poids total du kit	9,85 kg
■ Poids total du lit + kit	94,6 kg
■ Largeur total du lit après montage du kit	1024 mm
■ Information additionnelle	<b>CE</b>

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin  
Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89

[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
Tél.: 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité