

EZ1

Multifunktion in
neuer Dimension



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Daten EZ1

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Rückenhöhe	Sitzwinkel	Rückenwinkel	Sitztiefe	Gesamtlänge	Gewicht	Benutzer Gewicht
--------------	------------	----------------	----------	------------	------------	------------	--------------	-----------	-------------	---------	------------------

600	390										
630	420										
660	450										
690	480	190-290	490/620	1020	500/600	-5°/15°	0°/50°	430/520	1116	43,45	150
720	510										
750	540										
780	570										

Maße in mm, Gewicht in kg. Toleranzen bei Maßen und Gewichten: +/- 15 mm / 1,5 kg.

Verstellmöglichkeiten



Individuell anpassbare Kopfstütze



Höhen-/tiefenverstellbare Armlehnen
Sitzschlitten / Sitztiefenanpassung



Beinstützen mit Längenausgleich nach außen + innen abklappbar,
höhenverstellbar, Fuß- und Wadenplatten einstellbar, Spitzfußverstellung



Optionen



L04 - Rückenpelotten



T30 (12"-Räder)



Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

