

# V-drive

Elektrische Schiebehilfe für  
Ihren manuellen Rollstuhl



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Daten V-Drive

Sitzbreite	max. Geschwindigkeit km/h	max. Steigung	Reichweite km	Antrieb	Batterie	Gewicht kg	max. Belastung kg
390 - 480	6 km/h	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	11,8 kg (ohne batterie)	135 kg*
500 - 600 (H.D. version)				200 W (H.D. version)	2x12V/12Ah (H.D. version)	8,2 kg (batteriepack)	200 kg* (H.D. version)

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (15mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich. \* inkl. Rollstuhl

## Komfort

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien... all das ist ideal für den Einsatz des V-Drive. Die bedienerfreundliche Steuerung des V-Drive sichert den täglichen und komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.



Wir bieten zwei Versionen der Schiebehilfe V-Drive an: Standardversion (für eine max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl); Schwergewichtversion (für eine max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl).

## Montage

Die Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug einfach links oder rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport (z.B. in einem PKW) lässt sich der V-Drive ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Entnehmen Sie die separate Batterie, trennen Sie die Antriebseinheit vom Rollstuhl – fertig!

Wollen Sie den V-Drive einmal nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden abheben und an einem der Schiebegriffe aufhängen: Ihr Rollstuhl lässt sich wieder manuell steuern.

Durch die **NEUE** Höhenverstellung kann der Motor horizontal positioniert werden.



## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

