

The logo features a stylized blue 'C' with a white eye-like shape inside, followed by the text 'ECLIPS X2 KIDS' in a bold, blue, sans-serif font.

# ECLIPS X2 KIDS

Leichter und faltbarer Rollstuhl,  
hergestellt aus Aluminium.





## Kompakt und vielseitig

Der kompakte und vielseitige **Eclips X2 Kids** ist mit allen elementaren Funktionen ausgestattet, um diesen Stuhl an die persönlichen Bedürfnisse seines Benutzers anzupassen.

Der **Eclips X2 Kids** ist komplett faltbar und somit leicht zu transportieren, und das alles in einer trendigen, auffälligen roten Farbe.

Ausgestattet mit Bremsen, klappbarer Rückenlehne und Sicherheitsgurt. Erhältlich in den Sitzbreiten 32 und 36 cm.





Klappbare Rückenlehne



Sehr kompakt



BZ7 - Optionale Beinstütze







## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Eclips X2 Kids** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	520 mm
■ Gesamthöhe	930 mm
■ Gesamtlänge	830 mm
■ gefaltet	320 mm
■ Sitzbreite	320 - 360 mm
■ Höhe Armlehnen	190 mm

■ Sitzhöhe	440 mm
■ Höhe Rücken	330 mm
■ Sitztiefe	320 mm
■ Gewicht	13,6 kg
■ Maximales Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

**VERMEIREN**  
we care for you