





Gracias a años de experiencia en sillas posicionadoras, nos adaptamos a los usuarios mas jóvenes y sus cuidadores.

El diseño de Inovys Junior está especialmente pensado para adaptarse a necesidades específicas. Proporciona confort, versatilidad e innumerables posibilidades, además de un diseño atractivo para los más pequeños.

Control postural eficiente

Tanto para el uso puntual como a largo plazo, la gestión postural es algo necesario para nuestros usuarios. Tanto para el alivio de la presión, la circulación sanguínea o el simple confort. La basculación puede ajustarse fácilmente para adaptarse a sus necesidades.

Basculación por pistón de gas y reclinación variable para más precisión y confort para el niño y su cuidador.

Innumerables posibilidades de adaptación

Los ajustes y configuración no deben realizarse únicamente durante su adquisición.

Las posibilidades de ajuste continuo son necesarias para ajustarse al crecimiento del usuario y la evolución de sus necesidades, manteniendo su confort.

Solución de confort óptima

Inovys Junior proporciona cómodos respaldos y asientos anatómicos, disponibles en todas sus versiones



Configuración individual

La silla no sólo le permite cambios posturales y de configuración. También puede configurar Inovys Junior para una perfecta adaptación a las necesidades del usuario, gracias a su amplia gama de opciones y accesorios.



Consulta nuestra web u hoja de pedido para conocer todas las opciones



Datos técnicos

■ Anchura total	580 mm
■ Altura total	990 - 1060 mm
■ Longitud total	1050 mm
■ Ángulo de asiento	0° - 21° mm
■ Anchura de asiento	350 mm
■ Altura del reposabrazos	220 - 320 mm

■ Altura de asiento	390 - 450 mm
■ Altura de respaldo	550 - 750 mm
■ Profundidad de asiento	350 - 470 mm
■ Peso	36 kg
■ Peso máximo usuario	60 kg
■ Información adicional	CE

Medidas en mm y kg. Las medidas y peso (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir. Imágenes solo con fines de ilustración. Sujeto a modificaciones técnicas. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

