

Mia

Rialzo wc



Disponibile anche con rivestimento in gomma (optional) rimovibile e facile da pulire.

Mia è un rialzo wc regolabile (disponibile con altezze di 10 cm o 15 cm) compatibile con la maggior parte delle sedute wc. Senza la necessità di strumenti, può essere regolato per adattarsi al tuo bagno. Per aumentare il comfort di seduta, è disponibile una copertura in gomma opzionale che è anche facile da pulire.

larghezza totale	365 mm
altezza totale	100 - 150 mm
lunghezza totale	405 mm
portata massima	225 kg
colori	bianco

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate.



VERMEIREN Italia S.R.L. - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia
Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - www.vermeiren.it - info@vermeiren.it

Immagine per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata