

Montreal

Sillones elevadores



polipiel negro polipiel gris pardo



- 1 El reposapiernas sube primero, lo que le facilita ver la televisión sin tener que tumbar el respaldo completamente
- 2 Paso 2: el respaldo se inclina a su vez para adaptar una posición relajada
- 3 Estos modelos permiten una inclinación completa del respaldo a una distancia mínima de 100 mm de la pared



Modelo en polipiel negro



Posición de pie



El reposapiernas sube



Mesa 378 disponible (opcional)



850



485



150



500



1140



830



510



700



53,98



150

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— MONTREAL —

