

SOPORTE DE POSICIONAMIENTO LIGERO, CONFORTABLE Y FÁCIL DE USAR



Más estabilidad gracias a la forma de la base de espuma integrada

Válvulas de aire que automáticamente adaptan el cojín a su anatomía y peso

Cómodo e impermeable

El Vicair Liberty Profile es un cojín fácil de usar y cómodo para uso ocasional. Diseñado para su comodidad en combinación con un nivel de apoyo bajo o medio y previene las úlceras de presión. El Vicair Liberty Profile tiene una base de espuma integrada con un semicírculo cortado en la ubicación de los huesos isquiáticos. La combinación de SmartCells y la base de espuma aporta estabilidad pélvica y ofrece un alto nivel de confort en la zona isquiática/coxis. La segunda válvula añadida permite una adaptación automática aún más fácil a la forma del cuerpo. Este cojín Vicair está listo para su uso, es impermeable y muy ligero.

RENDIMIENTO DEL

Protección de la piel/ Antidecubitus	▲▲▲▲△
Redistribución de la presión	▲▲▲▲△
Reducción del cizallamiento	▲▲▲▲△
Control del micro-clima	▲▲▲▲△
Amortiguación de impactos y vibraciones	▲▲▲▲△

Posicionamiento

Estabilidad lateral	▲▲▲▲△
Estabilidad frontal	▲▲▲▲△
Prevención del deslizamiento	▲▲▲▲△
Permite ajustes manuales	▲△△△△
Permite transferencias fáciles	▲▲▲▲△

Mantenimiento y Seguridad

Durabilidad	▲▲▲▲△
Confiablez	▲▲▲▲△
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲▲▲▲
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

Funcionalidad y Aplicación

Comodidad	▲▲▲▲▲
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲▲△
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲▲
Ajustes automáticos	▲▲▲▲△

USADO CON

Osteoartritis / artritis, reumatismo, espondilitis, alivio del dolor, problemas de movilidad, en un ambiente geriátrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	6 cm
Peso medio	600 gramos
Peso máx. usuario	150 kg

TAMAÑOS DE COJÍN

- Estándar
- No disponible

Inch	Ancho										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35										
15	38										
16	40										
17	43										
18	45										
19	48										
20	50										
21	53										
22	55										
23	58										
24	60										