

one AIR+

Scooter intérieur compact  
Idéal au quotidien  
Adapté à votre style



one AIR+ = 4

4 possibilités de couleurs incluses.  
Changez de style quand vous le souhaitez et sans outil.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Compact et élégant

**One Air+** (avec pneus gonflables) est un scooter compact et élégant parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, adapté à votre style. Léger et compact, **One Air+** peut être utilisé pour de courts déplacements quotidiens, en intérieur comme en extérieur, restaurants, magasins et petits espaces. Ce scooter est entièrement démontable pour un transport ou un stockage faciles. Les 4 couleurs peuvent être facilement interchangeables pour obtenir un scooter personnalisé à tout moment.

## Couleurs

Votre scooter **One Air+** est livré avec 4 couleurs incluses et interchangeables. Facile à changer et adaptable à votre style. One = 4



bleu



vert



orange



rose pâle



Commande facile à utiliser avec LED indicateur de batterie



Pneus gonflables



Convient dans une petite voiture

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur d'assise	525-570 mm
■ Giration	1150 mm
■ Batterie	24V - 25 Ah

■ Rayon d'action	30 km*
■ Puissance	270 W
■ Vitesse	8 km/h*
■ Poids	50 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.  
\* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.



## Des produits conçus pour vous

Depuis 1957, **VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **One Air+** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Entièrement démontable pour un rangement compact