

Four-Light

R O L L A T O R



Ancho	660 mm
Largo (desplegado)	750 mm
Ancho asiento	450 mm
Altura del asiento	550 mm
Frenos	Freno multifunción
Max. inclinación	(delantera) 15° (posterior y lateral) 10°
Peso	8 kg
Peso rollator con cesta	8,45 kg
Peso máximo de usuario	130 kg
Carga máxima de la cesta	5 kg
Ruedas	delanteras Ø 200 mm x 35 mm traseras Ø 175 mm x 35 mm
Color	blanco - naranja - gris carbón

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15mm / 1,5kg).
Abriendo nuevos horizontes en movilidad.

