

# 275 & 276 & 201 Delta

## Colori



C29  
Grigio

### Modello 275

Dotato di cestino estraibile, sedile morbido, tavolo in plexiglass, maniglie anatomiche, appoggio per la schiena.

Modello pieghevole ultra leggero con freni e sistema di bloccaggio.

#### RIF. CODICE ISO

12.06.09.009

#### AGGIUNTIVI/ACCESSORI

12.06.09.106

12.06.09.142

12.06.09.130



	↑	↓	←	→	←	→	↑	kg
<b>275</b>	810 - 960	760	580	590	440	440	8,8	120
<b>276</b>	1030-1150	760	580	630	440	440	11	120

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm e 1,5 kg).

### Modello 276

Con appoggi antibrachiali.

#### RIF. CODICE ISO

12.06.09.009

12.06.09.106

#### AGGIUNTIVI/ACCESSORI

12.06.09.130

12.06.09.124

12.06.09.142



### Modello 201 Delta

Pieghevole, con 3 ruote, dotato di borsa porta-oggetti, tavolo e cestino estraibile. Freni con sistema multifunzione.

#### RIF. CODICE ISO

12.06.09.009

12.06.09.130

12.06.09.142

#### NR. REPERTORIO

in corso

↑	↓	←	→	←	→	↑	kg
<b>870-990</b>	<b>580</b>	<b>220</b>	<b>630</b>	<b>230</b>	<b>7</b>	<b>130</b>	

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm e 1,5 kg).