

# FALCON

Grúa de traslado



**VERMEIREN**  
we care for you



### Falcon, una opción segura

Una mezcla perfecta entre seguridad y tecnología. Falcon permite un traslado de pacientes sencillo y seguro. Los dos frenos aseguran la estabilidad, proporcionando máxima

seguridad durante la elevación y el descenso. Con su diseño equilibrado, la maniobra de la grúa es fluida para usuario y cuidador.



**Protección de neopreno en percha y 4 ganchos para mayor estabilidad**



**Empuñaduras ergonómicas**



**Mando con indicador de carga de baterías**



*Sólo 48 segundos entre la posición más alta y la más baja*



*Indicador de carga de batería*



*Señal acústica de batería baja*

## Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Falcon** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

## Productos diseñados a medida


**VERMEIREN** siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.



*Desmontable para transporte y almacenaje*

## Arneses opcionales


### ESTÁNDAR



Disponibles en tallas  
M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440


### COMFORT



Disponibles en tallas  
M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420

### HIGIÉNICO



Disponibles en tallas  
M - L - XL (medidas en mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



## Arneses opcionales - tejido



Polietileno



Net Poliéster

## Información técnica

■ Posición más baja CSP*	509 mm
■ Altura máxima CSP*	1609 mm
■ Rango de elevación (altura alcanzada)	1100 mm
■ Longitud total	1158 mm
■ Anchura total (cerrado) / (abierto)	565 - 1026 mm
■ Longitud plegada	1236 mm

■ Altura plegada	294 mm
■ Anchura plegada	565 mm
■ Radio de giro	1188 mm
■ Peso	35 kg
■ Peso máximo usuario	130 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.  
\* CSP=Punto central de suspensión

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para más información contacte con su distribuidor local.