



GEMINI 2

Calidad y posibilidades.

Comodidad y Sencillez.

La **Gemini 2**, completamente ajustable y personalizable, es una compañera perfecta para salidas familiares o la interacción en el hogar.



Control de posicionamiento fácil e inteligente

- Mantener una postura correcta, incluso a una edad muy temprana, es importante. Gracias a nuestra amplia gama de accesorios de posicionamiento, podemos modificar la **Gemini 2** para que la experiencia sea personalizada.

Los ajustes incluyen:

- Controles de cabeza
- Controles de tronco
- Controles de cadera
- Controles de pies



Cambio postural eficiente

- Sea para usarlo un periodo de tiempo corto o prolongado, el cambio de postura a lo largo del día es imprescindible para tu hijo/a. Ya sea para aliviar la presión, la circulación de la sangre o, simplemente, por comodidad.

Si te gusta mantener el contacto visual con tu hijo o por lo contrario tu hijo prefiere ver y explorar el mundo que tiene delante, con la **Gemini 2** solo tienes que invertir el sentido del asiento para adaptarlo a lo que prefieras. Es muy fácil gracias al sistema inteligente **ReverSeat**.



Crear tu propia Gemini

- Personaliza y ajusta completamente la **Gemini 2** con una amplia gama de opciones y accesorios.




Mesa - U90



Protector de lluvia - U96

Colores de chasis y tapizados



Negro y Gris



Azul y Gris



Verde y Gris



Púrpura y Gris



Azul y Negro 3D Net



Negro Mate



Gris oscuro jaspeado

Fácil de usar

- Configura y ajusta fácilmente tu **Gemini 2** gracias al sistema inteligente sin herramientas. Tira, gira o ajusta los pomos y reconfigura tu silla en segundos. La **Gemini 2** ha sido rediseñada pensando en un diseño compacto que te permita un fácil almacenamiento y transporte.



Tirar y girar



Ajuste del respaldo



Tirar y plegar



Freno de pedal



Barra de empuje ajustable



Reposapiés ajustable



Ingenioso sistema 2 en 1

- Crea 2 sillas con 1 sistema de asiento: una silla de interior y una silla de paseo. Usando el chasis de interior U82, puedes montar rápidamente el asiento de **Gemini 2** en la parte superior. Convierte tu cochecito en una silla de interior para realizar muchas actividades divertidas en la mesa del comedor.





Ruedas delanteras aire/PU de 8"



Ruedas traseras aire/PU de 12"



Cojín de cadera 2 cm - B28A
Cojín de cadera 4 cm - B28B



Cojín para control de tronco 2 cm - B28C
Cojín para control de tronco 4 cm - B28D



Taco abductor - U53



Cesta - U61



Cubre piernas - U62



Capota - U67



Bloqueo de rueda direccional - U68



Barra frontal - U64

Barra de empuje
ajustable a 180°

Capota plegable
y desmontable - U67



Reposacabezas
regulable - U72

Arnés de seguridad


Apoyabrazos tubulares

Soportes laterales
(caderas/tronco) - U69

Ruedas traseras PU o aire

ESCANÉAME para EXPLORARME





Carcasa para respirador - U70



Perfil de estabilización de tronco - U71




Reposabrazos tubular - U84




Controles de tronco ajustables - U85



Chasis de interior - U82



Controles de cadera ajustables - U86



Controles de tronco pequeños adicionales - U87



Protector lateral del chasis - U88



Cojín lumbar - U89



Mesa de plástico - U90



Sistema de posicionamiento de pies (sandalias) - U91



Datos técnicos Gemini 2 (para modelos con ancho de asiento de 320 y 400 mm)

■ Ancho total	620 mm y 690 mm
■ Altura total	1200 mm y 1275 mm
■ Largo total	950 mm y 1060 mm
■ Ancho plegado	620 mm y 690 mm
■ Ancho de asiento	320 mm y 400 mm
■ Altura reposabrazos	200 mm

■ Altura de asiento	510 mm
■ Altura de respaldo	520 - 640 mm y 650 - 770 mm
■ Profundidad de asiento	300 - 360 mm y 360 - 420 mm
■ Peso	18 kg y 27 kg
■ Peso máximo usuario	35 kg y 50 kg
■ Información adicional	CE


Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Gemini 2** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.