

FALCON

Grúa de traslado



VERMEIREN
we care for you



Sólo 48 segundos entre la posición más alta y la más baja



Indicador de carga de batería



Señal acústica de batería baja

Falcon, una opción segura

Una mezcla perfecta entre seguridad y tecnología. Falcon permite un traslado de pacientes sencillo y seguro. Los dos frenos aseguran la estabilidad, proporcionando máxima

seguridad durante la elevación y el descenso. Con su diseño equilibrado, la maniobra de la grúa es fluida para usuario y cuidador.



Protección de neopreno en percha y 4 ganchos para mayor estabilidad



Empuñaduras ergonómicas



Mando con indicador de carga de baterías

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Falcon** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Productos diseñados a medida


VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.



Desmontable para transporte y almacenaje

Arneses opcionales


ESTÁNDAR



Disponibles en tallas
M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440


COMFORT



Disponibles en tallas
M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510 <td 560	440	420	

HIGIÉNICO




Disponibles en tallas
M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Arneses opcionales - tejido



Polietileno



Net Poliéster

Información técnica

■ Posición más baja CSP*	509 mm
■ Altura máxima CSP*	1609 mm
■ Rango de elevación (altura alcanzada)	1100 mm
■ Longitud total	1158 mm
■ Anchura total (cerrado) / (abierto)	565 - 1026 mm
■ Longitud plegada	1236 mm

■ Altura plegada	294 mm
■ Anchura plegada	565 mm
■ Radio de giro	1188 mm
■ Peso	35 kg
■ Peso máximo usuario	130 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.
* CSP=Punto central de suspensión

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.