

# 9062 - 9063

## Chaise percée

**Cette chaise percée avec revêtement en cuir artificiel procure un maximum de confort et d'hygiène.**

Ses accoudoirs fixes et son dossier robuste garantissent une grande qualité à ces deux modèles. Le dossier enveloppant et rembourré permet un meilleur confort d'assise, le revêtement est doux au toucher et la distance entre l'assise et le seau est minimale pour éviter les éclaboussures.



*Modèle 9063  
Version réglable en hauteur*



*Modèle 9062*





Dossier enveloppant pour un plus grand confort



9063 - Version réglable en hauteur



Rembourrage moelleux



Seau très proche de l'assise pour éviter les éclaboussures

### Couleur de châssis



C86

### Couleur de revêtement



## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Sur le plan de la qualité, la **9062** et la **9063** répondent aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays.



## Caractéristiques techniques 9062 - 9063

■ Largeur totale	620 mm
■ Hauteur totale	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Longueur totale	650 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Hauteur accoudoirs	215 mm
■ Hauteur d'assise	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Hauteur dossier	400 mm
■ Profondeur siège	450 mm
■ Poids	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

