

# Springer

Sillas de ruedas infantiles

- C57  
rojo
- C67  
naranja
- C71  
azul
- C73  
lima



1

- 1 Elevación de asiento de hasta 300 mm
- 2 Reposabrazos regulables en altura y anchura
- 3 Luces LED en la parte delantera y trasera opcionales




4

Basculación y reclinación eléctricas




5

Asiento ajustable en profundidad



6

Ruedas antivuelco en la parte trasera



7

4 amortiguadores



2x12V-50Ah    2x220W / 2x350W    6 km/h / 10 km/h    23 km    6°/10%    70    1400



Gama de accesorios y opciones.



600    260-380    160-270    530-810    310-370    370-490    15°    -5°/+55°    1010    90    50

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— SPRINGER —

