

Forest 3+

250
KG

Tallas Grandes



* disponible en mate y brillante



- 1 Reposabrazos regulables en altura y anchura
- 2 B58 Cinturón de seguridad
- 3 Eje pivotante anterior para superar grandes desniveles




Respaldo reclinable



Ruedas antivuelco



SE19 Luces LED opcional



L04 Soporte lateral de tronco opcional

2x12V-80Ah	2x350W	6 km/h 10 km/h	49km 49km	9°	100	1840

Gama de accesorios y opciones.



705 760	500-550 600-650	335-380	450	450-550	590	250-399	1145-1163	134,35	250

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— FOREST 3+ —

