


ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USUARIOS BARIÁTRICOS

**Barra pre-isquiática**  
limita el deslizamiento  
hacia adelante |  
convierte fuerzas  
de cizalla en fuerzas  
normales

**Envuelve el contorno del cuerpo**  
para distribución uniforme de la presión |  
soporte zona isquiática-coxis | gestión de  
asimetrías pélvicas



**Soporte de muslos**



**Peso máx. usuario 500 kg**

**Diseño basado en el Adjuster O2**

**Mayor rango de tallas que otros Vicair**

El Vicair XXtra O2 es un cojín de silla de ruedas especialmente desarrollado para personas bariátricas. Los compartimentos están llenos de SmartCells de un tamaño más grande, ofreciendo a los usuarios con un peso de hasta 500 kg de peso; protección óptima contra las escaras. El diseño, basado en el Vicair Adjuster O2, combina una excelente estabilidad y posicionamiento con un alto nivel de confort.

100% lavable a máquina y transpirable, para una óptima higiene y una perfecta regulación de temperatura y humedad. El cojín automáticamente gestiona pequeñas oblicuidades pélvicas, pero puede ajustarse individualmente para acomodar asimetrías más extremas.

A pesar de su gran tamaño, el Vicair XXtra O2 ¡es extremadamente ligero!

**RENDIMIENTO DEL**

Protección de la piel/ Antidecúbitus	▲▲▲▲▲
Redistribución de la presión	▲▲▲▲▲
Reducción del cizallamiento	▲▲▲▲▲
Control del micro-clima	▲▲▲▲▲
Amortiguación de impactos y vibraciones	▲▲▲▲▲

<b>Posicionamiento</b>	▲▲▲▲▲
Estabilidad lateral	▲▲▲▲△
Estabilidad frontal	▲▲▲▲▲
Prevención del deslizamiento	▲▲▲▲▲
Permite ajustes manuales	▲▲▲▲▲
Permite transferencias fáciles	▲▲▲▲△

<b>Mantenimiento y Seguridad</b>	▲▲▲▲▲
Durabilidad	▲▲▲▲▲
Confiablez	▲▲▲▲▲
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲▲▲△
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

<b>Funcionalidad y Aplicación</b>	▲▲▲▲▲
Comodidad	▲▲▲▲▲
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲▲▲
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲△
Ajustes automáticos	▲▲▲▲△

**USADO CON**

Hemiplejía (CVA), amputaciones, propulsión con el pie, cifosis, oblicuidad / basculación / rotación pélvica, Espina Bífida, espasmos, Fibrodiasplasia Osificante Progresiva (FOP)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Altura	10 cm
Peso medio	900 gramos
Peso máx. usuario	500 kg
Lavable a máquina a	60°C máx.

**TAMAÑOS DE COJÍN**

- Estándar
- Bajo pedido

Inch	Ancho				
	22	24	26	28	30
CM	55	60	65	70	75
18	45				
20	50				
22	55				
24	60				
26	65				
28	70				
30	75				