


**COMODIDAD EN EL WC**



**Convierte la dureza del inodoro en un lugar confortable**

**Cinchas para una fijación fácil en el asiento del inodoro**

**Estanco para facilitar la limpieza y desinfección**

El Vicair Liberty TC es un cojín de asiento de inodoro que ofrece comodidad y protección de la piel durante las visitas al baño. Es fácil de instalar: simplemente sujete el cojín sobre el asiento del inodoro. Y, por supuesto, es fácil de limpiar y desinfectar.

**RENDIMIENTO DEL**

Protección de la piel/ Antidecúbitus	▲▲▲▲▲
Redistribución de la presión	▲▲▲▲▲
Reducción del cizallamiento	△△△△△
Control del micro-clima	△△△△△
Amortiguación de impactos y vibraciones	△△△△△

**Posicionamiento**

Estabilidad lateral	△△△△△
Estabilidad frontal	△△△△△
Prevención del deslizamiento	△△△△△
Permite ajustes manuales	△△△△△
Permite transferencias fáciles	▲▲△△△

**Mantenimiento y Seguridad**

Durabilidad	▲▲▲△△
Confiablez	▲▲▲▲△
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲△△△
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

**Funcionalidad y Aplicación**

Comodidad	▲▲▲△△
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲△△
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲▲
Ajustes automáticos	△△△△△

**USADO CON**

Personas (extremadamente) delgadas, personas mayores, parapleja, vejiga-espasmos, manejo del intestino (enemas) después de lesiones de la médula espinal

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Altura	5 cm
Peso medio	350 gramos
Peso máx. usuario	150 kg

**TAMAÑOS DE COJÍN**

cm	inches
43x43	17x17
50x45	20x18

Tamaños en Ancho x Profundidad