

# Artículos de apoyo

Ayudas de baño generales



blanco



Ivy




Asidero para bañera, sólido y funcional que proporciona un mayor soporte y seguridad de entrada y salida de la bañera. Fácil instalación y gracias a su anchura regulable es apto para la mayoría de las bañeras (de 60 a 115 mm).

Ina



Barras de baño disponibles en diferentes longitudes, de 400, 500 y 600 mm. Se pueden utilizar en casi cualquier espacio.



Iris



La barra abatible Iris está diseñada para ayudarle a levantarse del wáter. Se puede abatir hacia arriba si es necesario. Esta barra también dispone de un soporte para el papel higiénico.


anchura: 100 mm  
longitud: 740 mm  
altura: 230 mm  
peso: 1,8 kg  
peso de usuario: 130 kg



Izzie



Izzie 300	400	450	600	800
0,4	0,45	0,50	0,55	0,75 kg



Izzie 800 mm

Izzie 600 mm

Izzie 450 mm

Izzie 400 mm

Izzie 300 mm



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— AYUDAS DE BAÑO GENERALES —

