

Bobby

Silla de transferencia plegable



El modelo fotografiado se establece en la demostración. Algunos equipos pueden ser opcionales.

Nuevos horizontes

Información técnica Bobby



ancho total



ancho de asiento



altura de reposabrazos



altura de asiento



altura de respaldo



altura de reposapiés



profundidad de asiento



longitud total



peso total



Peso máx. de usuario

590	420	220	500	380	370 - 500	420	950	9,40*	115
640	480	220	500	380	370 - 500	420	950	9,95*	115

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (1,5 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir. *Con configuración óptima, sin reposapiés.

Silla de transferencia compacta y plegable


Bobby es su silla de transferencia ideal, compacta y plegable. Es ligera y se plega fácilmente en sólo unos segundos.

- Plegable
- 2 frenos manuales
- Reposabrazos acolchados
- Paletas de reposapiés regulables en ángulo.
- Cinchas de tobillo ajustables

Ya sea en vacaciones, en el hospital o en el aeropuerto para transferencias desde un punto A a un punto B, la silla Bobby es fácil de plegar y almacenar y requiere poco mantenimiento.



Respaldo plegable con bolsa



Frenos individuales para cada rueda



Pisapié para inclinar la silla



Plegable para un mejor transporte



Asideros para plegar la silla más rápidamente

Vermeiren Ibérica, S.L.

Carretera de Cartellà, km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es



VERMEIREN
Abriendo nuevos horizontes en movilidad

Para más información, contactar con su distribuidor habitual

