


# 690


## Rampe su misura




690 - KIT 1



690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4

Le nostre rampe 690 sono tra le più versatili e robuste. Adattabili a quasi tutte le situazioni e facili da modificare. Determinare l'altezza da superare, quindi selezionare il kit di rampa corretto. Con questo sistema modulare da 18 mm a 199 mm è possibile regolare il kit all'altezza desiderata e caricare fino a 200 kg.

Disponibili in 5 diverse misure, da small a extra-large.



690 - KIT 5






Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## Mobilità illimitata

## Dati tecnici 690 Kit componibili

■ KIT 1 - lunghezza x larghezza x altezza	250 x 750 x 18-55 mm	■ Peso	1,3 kg
■ KIT 2 - lunghezza x larghezza x altezza	500 x 750 x 36-91 mm	■ Peso	4,3 kg
■ KIT 3 - lunghezza x larghezza x altezza	750 x 750 x 72-127 mm	■ Peso	9,2 kg
■ KIT 4 - lunghezza x larghezza x altezza	1000 x 750 x 108-163 mm	■ Peso	15,8 kg
■ KIT 5 - lunghezza x larghezza x altezza	1250 x 750 x 144-199 mm	■ Peso	20 kg
■ Portata massima	200 kg	■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg).




### ECO-friendly

Tutte queste rampe sono realizzate in PE (polietilene) ecologico. PE non tossico, lo stesso materiale che si trova, ad esempio, all'interno dei cartoni del latte.

I prodotti in PE sono resistenti agli acidi e alla corrosione e a tutti i tipi di detersivi domestici.

### Garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la 690 soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei



## VERMEIREN Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata



Modifiche tecniche riservate.