

139

Chaise percée

La 139 est une chaise de toilette facile à utiliser et à nettoyer. Elle possède 2 roues freinées pour être utilisée en toute sécurité. Elle dispose d'accoudoirs rabattables pour les transferts latéraux.



VERMEIREN
we care for you



Manchettes d'accoudoirs confortables



Repose-pieds escamotables et amovibles



Roues avec freins



Seau amovible avec anse

Couleurs

Cadre

Revêtement

Bleu

Noir

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le modèle **139** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



Les accoudoirs rabattables facilitent les transferts latéraux.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	540 mm
■ Hauteur totale	950 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Hauteur d'assise	528 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur dossier	390 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	13 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Nous réservons de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

