

# Altitude

Sicurezza e comfort



Asta portaflebo **B52**  
(optional)



Pedana con appoggiapiedi  
separati **B06** (optional)

Appoggiatesta  
imbottito estraibile



**378** - Tavolo opzionale

Cintura di  
sicurezza

Il tavolino ribaltabile lateralmente e regola-  
bile in profondità, è dotato di un dispositi-  
vo a sgancio rapido per poterlo rimuovere.  
Il tavolo rimane in orizzontale indipende-  
mente dall'inclinazione del sedile.

La pedana è montata su  
una molla che permette di  
poter appoggiare i piedi  
durante i trasferimenti.  
(la pedana è estraibile)

Quattro ruote direzionali  
con freno



Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzionalità potrebbero essere opzionali.

## Mobilità illimitata

# Informazioni tecniche **Altitude**

larghezza totale	larghezza sedile	altezza bracciolo	altezza sedile	altezza totale	altezza schienale	inclinazione del sedile	profondità sedile	lunghezza totale	peso	portata massima
720	385	235/255/275	465/490/515	1295 1320 1345	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	33,9	120

Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5mm e 1,5kg).



Il rivestimento è completamente rimovibile



Inclinazione sedile da 0° a 40°

## Ridisegnata

Altitude è fornita in esecuzione standard con il sedile di spessore cm. 8. L'altezza dello schienale e dei braccioli varia a seconda dello spessore del sedile (6-8-10 cm). La struttura in acciaio, da 32 mm di diametro con verniciatura epossidica, assicura un'alta resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche esterne.

- Lo schienale, più alto di 3 cm, offre un maggior supporto alle persone alte
- La forma del supporto polpaccio è adattata per dare più spazio alle gambe
- Per facilitare la pulizia tutti i rivestimenti sono rimovibili

## Colore



**dartex** arancio    **dartex** verde    **dartex** viola

## La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina Altitude soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei

## Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

