

# 276

Vierrad-Rollator

## Technische Daten

min. Höhe	1030 mm
max Höhe	1150 mm
Sitzhöhe	580 mm
Breite	630 mm
Länge	760 mm
Vorderräder	ø200 mm
Gewicht	11 kg
Farbe	C29



# 286B

R o l l m o b i l

## Technische Daten

Breite	590 mm
Länge (ausgeklappt)	700 mm
Sitzhöhe	610 mm
Sitzbreite	430 mm
Gewicht	10 kg
incl. Korb + Tablett	11 kg
Schiebegriffverstellung	800-990 mm
Räder	8 x 1 ¼ (Ø 200 mm)
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	7°
Nennlast	130 kg
Farbe	C59

Technische Änderungen vorbehalten.



### L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
Mail: [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at) - Site: [www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)

### Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)  
Site: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

### Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59  
Postfach  
CH-3123 Belp - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95  
Fax: +41 (0) 31 812 40 98  
Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

