

# 201 Delta

## Rollator



**201 Delta** è un rollator a 3 ruote pieghevole adatto sia per uso interno che esterno. Grazie al cestino e alla custodia di serie, può essere facilmente utilizzato durante lo shopping. Inoltre, questo rollator è dotato di maniglie regolabili in altezza con freni. Il telaio leggero e pieghevole rende il rollator **201 Delta** facile da trasportare.

larghezza totale	680 mm
altezza totale	820 - 920 mm
lunghezza totale	576 mm
peso totale	5,8 kg
portata massima	125 kg
ruote (anteriore / posteriore)	8 x 1 <sup>1/4</sup> ø 190 mm
colori	champagne

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate.



**VERMEIREN Italia S.R.L.** - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia  
Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - [www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## Mobilità illimitata